

## 5×SDS蛋白上样缓冲液

产品货号: T15931

产品规格: 1ml/5ml

### 产品简介:

5×SDS蛋白上样缓冲液可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
5×SDS蛋白上样缓冲液	1ml/5ml	-20°C

### 注意事项:

1. 5×SDS蛋白上样缓冲液中含少量DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
2. 5×SDS蛋白上样缓冲液必须完全溶解后再使用。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司

Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: zzlybio@126.com